

SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROČNIKA

PREDMET NAROČILA:

NABAVA KONTEJNERJEV ZA STERILIZACIJO

1. Dno JK444 + pokrov JP105 proizvajalca AESCULAP ali enakovredno
Zunanje dimenzije: 592 x 281 x 204 mm
Notranje dimenzije: 544 x 258 x 172 mm
4 kos
2. Dno JK741 + pokrov JP115 proizvajalca AESCULAP ali enakovredno
Zunanje dimenzije: 470 x 281 x 137 mm
Notranje dimenzije: 421 x 258 x 105 mm
9 kos
3. Mreža JF253R proizvajalca AESCULAP ali enakovredno
Zunanje dimenzije: 406 x 253 x 76 mm
Notranje dimenzije: 404 x 251 x 62 mm
9 kos
4. Dno JK740 + pokrov JP115 proizvajalca AESCULAP ali enakovredno
Zunanje dimenzije: 470 x 281 x 107 mm
Notranje dimenzije: 421 x 258 x 75 mm
2 kos
5. Mreža JF252R proizvajalca AESCULAP ali enakovredno
Zunanje dimenzije: 406 x 253 x 56 mm
Notranje dimenzije: 404 x 251 x 42 mm
2 kos
6. Mreža JF257R proizvajalca AESCULAP ali enakovredno
Zunanje dimenzije: 410 x 257 x 18 mm
2 kos
7. Silikonska podloga JF947 proizvajalca AESCULAP ali enakovredno
Dimenzija: 394 x 242 mm
Višina ježkov 5 mm in 14 mm
2 kos
8. Dno JK340 + pokrov JP135 mm proizvajalca AESCULAP ali enakovredno
Zunanje dimenzije: 300 x 281 x 107 mm
Notranje dimenzije: 254 x 258 x 75 mm
8 kos

9. Mreža JF112R proizvajalca AESCULAP ali enakovredno
Zunanje dimenzije: 243 x 253 x 56 mm
Notranje dimenzije: 241 x 251 x 42 mm
8 kos

Tehnične zahteve:

Vse komponente kontejnerja morajo ustrezati po DIN EN ISO 11607. Posoda kontejnerja mora biti iz aluminija. Mreža kontejnerja mora biti iz perforiranega RF materiala. Pokrov kontejnerja mora biti aluminija ali iz termostabilnega umetnega materiala, z možnostjo izbire petih (5) različnih barv. Pokrov naj ima enega ali dva okrogla permanentna filtra, narejena iz PTFE, ki se lahko zamenjata in omogočata najmanj 5000 sterilizacijskih ciklov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H). Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj. Kontejner mora imeti tudi dva para oznak vsebine kontejnerja (do najmanj 13 znakov), različnih barv in možnostjo slovenskega jezika. Kontejner se naj označuje s samolepilnimi etiketami z indikatorjem poteka sterilizacije, ki služijo hkrati tudi kot plombe.