

Štev.: 460-E-DS-551/21

Dne: 19.08.2021

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 29.07.2021, številka objave JN005218/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.07.2021, številka objave 2021/S 146-385770, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

Naročnik popravlja opise pri naslednjih identih:

Ident 901633

VEČPLASTNA VISOKOVPOJNA OVALNA OBLOGA Z MEHKIM SILIKONOM, ZAREZE ZA OPTIMALNO PRILEGANJE SKLEPOM, LEPLJIV ROB, PREVLEČENA Z MEHKIM SILIKONOM, ZGORNJA PLAST IZ PU FILMA, NE PREPUŠČA, URAVNAVANJE IZLOČKOV, ŠXD 12cmx13cm – 15cmx16cm

Ident 901635

VEČPLASTNA OBLOGA Z MEHKIM SILIKONOM, ZAREZE ZA OPTIMALNO PRILEGANJE SKLEPOM, LEPLJIV ROB, PREVLEČENA Z MEHKIM SILIKONOM, ZGORNJA PLAST IZ PU FILMA, NE PREPUŠČA, URAVNAVANJE IZLOČKOV, VSE 3 PLASTI V VPOJNEM DELU ENAKO VELIKE, ŠXD 14cmx15cm – 14cmx15cm

Ident 901636

VEČPLASTNA OBLOGA Z MEHKIM SILIKONOM, ZAREZE ZA OPTIMALNO PRILEGANJE SKLEPOM, LEPLJIV ROB, PREVLEČENA Z MEHKIM SILIKONOM, ZGORNJA PLAST IZ PU FILMA, NE PREPUŠČA, URAVNAVANJE IZLOČKOV, VSE 3 PLASTI V VPOJNEM DELU ENAKO VELIKE, ŠXD 11,5cmx12,5cm – 11,5cmx12,5cm

Ident 901643

VEČPLASTNA OBLOGA ZA PETO Z MEHKIM SILIKONOM, ZAREZE ZA OPTIMALNO PRILEGANJE SKLEPOM, LEPLJIV ROB, STIČNA PLAST V CELOTI TUDI ROB PREVLEČENA Z MEHKIM SILIKONOM, ZGORNJA PLAST IZ PU FILMA, NE PREPUŠČA, URAVNAVANJE IZLOČKOV, 3 STOPENJSKO NAMEŠČANJE, ZAVIHKI NA ROBU UZA VARNO ODSTRANJEVANJE, IZRISNA MEREŽA NA OBLOGI ZA SLEDENJE PRIPETOSTI, ŠXD 21cmx22cm – 22cmx23cm

Ident 901637

VEČPLASTNA OBLOGA Z MEHKIM SILIKONOM, ZA OSKRBO RAN NA KRIŽNICI, ZAREZE ZA OPTIMALNO PRILEGANJE, LEPLJIV ROB, STIČNA PLAST V CELOTI, PREVLEČENA Z MEHKIM SILIKONOM, ZGORNJA PLAST IZ PU FILMA, NE PREPUŠČA, URAVNAVANJE IZLOČKOV, VSE 3 PLASTI V VPOJNEM DELU ENAKO VELIKE, ŠXD 21cmx22cm – 24cmx25cm

Ident 901632

VEČPLASTNA OBLOGA Z MEHKIM SILIKONOM, ZAREZE ZA OPTIMALNO PRILEGANJE SKLEPOM, LEPLJIV ROB, PREVLEČENA Z MEHKIM SILIKONOM, ZGORNJA PLAST IZ PU FILMA, NE PREPUŠČA, URAVNAVANJE IZLOČKOV, VSE 3 PLASTI V VPOJNEM DELU ENAKO VELIKE, ŠXD 3cmx4cm – 4cmx5cm

Ident 901642

OBLIŽ 9-11cmX24-26cm ZA POOPERATIVNO OSKRBO RAN. IZ POLPREPUSTNEGA FILMA, NA KATEREGA JE NAMEŠČENA DOBRO VPOJNA IN NELEPLJIVA BLAZINICA Z ZAREZAMI. BITI MORA VODOODPOREN, NE SME PREPUŠČATI MIKROORGANIZ.. OBLIŽ SE MORA PRILEGATI NERAVNIM TELESNIM POV. STIČNA PLAST NAJ BO PREVLEČENA S SILIKONOM. ZA LAŽJO NAMESTITEV NAJ IMA OKVIRČEK, KI PREPREČUJE ZLEPLJENJE OBLIŽA OZ. DRUGE REŠITVE, KI PREPREČUJEJO ZLEPLJENJE OBLIŽA.

Ident 901641

OBLIŽ 8-10cmX14-16cm ZA POOPERATIVNO OSKRBO RAN. IZ POLPREPUSTNEGA FILMA, NA KATEREGA JE NAMEŠČENA DOBRO VPOJNA IN NELEPLJIVA BLAZINICA Z ZAREZAMI. BITI MORA VODOODPOREN, NE SME PREPUŠČATI MIKROORGANIZ.. OBLIŽ SE MORA PRILEGATI NERAVNIM TELESNIM POV. STIČNA PLAST NAJ BO PREVLEČENA S SILIKONOM. ZA LAŽJO NAMESTITEV NAJ IMA OKVIRČEK, KI PREPREČUJE ZLEPLJENJE OBLIŽA OZ. DRUGE REŠITVE, KI PREPREČUJEJO ZLEPLJENJE OBLIŽA.

Ident 901640

OBLIŽ 7-9cmX9-11cm ZA POOPERATIVNO OSKRBO RAN. IZ POLPREPUSTNEGA FILMA, NA KATEREGA JE NAMEŠČENA DOBRO VPOJNA IN NELEPLJIVA BLAZINICA Z ZAREZAMI. BITI MORA VODOODPOREN, NE SME PREPUŠČATI MIKROORGANIZ.. OBLIŽ SE MORA PRILEGATI NERAVNIM TELESNIM POV. STIČNA PLAST NAJ BO PREVLEČENA S SILIKONOM. ZA LAŽJO NAMESTITEV NAJ IMA OKVIRČEK, KI PREPREČUJE ZLEPLJENJE OBLIŽA OZ. DRUGE REŠITVE, KI PREPREČUJEJO ZLEPLJENJE OBLIŽA.

Ident 901639

OBLIŽ 4-6cmX6-8cm ZA POOPERATIVNO OSKRBO RAN. IZ POLPREPUSTNEGA FILMA, NA KATEREGA JE NAMEŠČENA DOBRO VPOJNA IN NELEPLJIVA BLAZINICA Z ZAREZAMI. BITI MORA VODOODPOREN, NE SME PREPUŠČATI MIKROORGANIZ.. OBLIŽ SE MORA PRILEGATI NERAVNIM TELESNIM POV. STIČNA PLAST NAJ BO PREVLEČENA S SILIKONOM. ZA LAŽJO NAMESTITEV NAJ IMA OKVIRČEK, KI PREPREČUJE ZLEPLJENJE OBLIŽA OZ. DRUGE REŠITVE, KI PREPREČUJEJO ZLEPLJENJE OBLIŽA.

Ident 901638

OBLIŽ 9-11cmX34-36cm ZA POOPERATIVNO OSKRBO RAN. IZ POLPREPUSTNEGA FILMA, NA KATEREGA JE NAMEŠČENA DOBRO VPOJNA IN NELEPLJIVA BLAZINICA Z ZAREZAMI. BITI MORA VODOODPOREN, NE SME PREPUŠČATI MIKROORGANIZ.. OBLIŽ SE MORA PRILEGATI NERAVNIM TELESNIM POV. STIČNA PLAST NAJ BO PREVLEČENA S SILIKONOM. ZA LAŽJO NAMESTITEV NAJ IMA OKVIRČEK, KI PREPREČUJE ZLEPLJENJE OBLIŽA OZ. DRUGE REŠITVE, KI PREPREČUJEJO ZLEPLJENJE OBLIŽA.

Služba za nabavo medicinskega materiala
in storitev